



Mediko Kimya®
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Eeengeehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com
Yenikapı V.D. : 613010816

ÜRÜN ADI: PARAFİLM (100 mm x 38 mt.)

ÜRÜN KATALOG NO: 105041

UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŐI (PARAFİLM MARKA)

Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.

IVD



Enine ve boyuna olmak üzere çok boyutlu esnetilerek laboratuvar kaplarının ağızlarının kapatılmasında kullanılır. Standard ürünün boyutları 100 mm eninde ve 38 metre boyundadır. Ağızının kapatıldığı kapların içindeki sıvı ve katı maddelerin ; buharlaşmasını, damlamasını ve dökülmesini önler.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : medikokimya@medikokimya.com

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY