



**Mediko Kimya®**  
Mediko Kimya Medikal ve Kimyasal Ürünler Ltd. Şti.



Ofis : Esenşehir, Çetinkaya Sok. No:9 Dudullu - İSTANBUL  
Üretim Yeri : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi C-304 Blok No: 2/A Dudullu - İSTANBUL  
Tel : 0216 527 58 82 - 83 Fax: 0216 527 58 84  
www.medikokimya.com E-posta : medikokimya@medikokimya.com  
Yenikapı V.D. : 613010816

**ÜRÜN ADI: AGAR AGAR (MICROBIOLOGY GRADE)**

**ÜRÜN KATALOG NO: 129611**

**UBB#ÜTS NO: KAPSAM DIŞI (ADR MARKA)**

**Yalnızca vücut dışı tanı çalışmalarında kullanılır.**

IVD

CE



**EP, MİKROBİYOLOJİ KALİTE (FOR MICROBIOLOGY)**

CAS-No: 9002-18-0

EC-No: 232-658-1

Erime Noktası: 90,0 °C

Kurutma Kaybı (105 °C): ≤ 20.0 %

Kül (600 °C): ≤ 5.0 %

İçinde Çözüldüğü Madde: Su

Agar Agar ağırlığının yirmi katı kadar su çekebilme özelliğine sahiptir. Özel prosesler ile saflaştırılarak, mikrobiyolojik uygulamalarda güvenle kullanılabilir ürün haline getirilmiştir.

500 gram ve 1000 gram, 5kg, 10 kg ambalaj birimleri ile satışa sunulmaktadır.

Ürün, fiyat ve teknik bilgiler için İletişim : [medikokimya@medikokimya.com](mailto:medikokimya@medikokimya.com)

Mediko Kimya Ltd. Şti.: ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 CERTIFIED COMPANY